



MATÉRIEL DE SUTURE

*Pour qualité
&
sécurité*



www.sutures.be

SMI AG • Steinerberg 8 • 4780 - St. Vith / **BELGIQUE**
Tel.: +32 80/227 292 • Fax: +32 80/226 918
www.sutures.be • info@sutures.be

SMI: Matériel de suture de haute qualité

SMI AG a été fondée en 1987. Elle a été la première entreprise belge à fabriquer des ligatures chirurgicales. Depuis, elle a connu une croissance rapide et est aujourd'hui reconnue comme un fournisseur mondial de ligatures chirurgicales.

La société est située à St . Vith, dans l'est de la Belgique, à proximité de la frontière entre la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg.

UN STANDARD ELEVE DE QUALITE ET DE SECURITE

SMI s'aligne sur les normes internationales de qualité telles que la norme EN ISO 9001 et EN ISO 13485 ainsi que les normes GMP. Tous les matériaux utilisés ainsi que les produits finis sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux par une équipe dédiée afin que les sutures chirurgicales répondent aux exigences les plus élevées. SMI est dédiée à la satisfaction des clients en assurant des produits de haute qualité et un excellent service sur base de l'orientation client, la fiabilité et la performance de livraison.

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

SMI exporte dans 80 pays différents dans le monde entier. Ce succès a été couronné par le „Royal ExportAward 2000“ de l'OBCE (l'Office Belge du Commerce Extérieur).

LE CATALOGUE

Dans ce catalogue, vous trouverez une présentation de tous les articles disponibles actuellement. Si un client a besoin d'un article ne figurant pas dans ce catalogue, celui-ci peut être produit sur demande. Nous développons constamment notre gamme de produits sur base de l'évolution du marché et des besoins de clients.

SMI offre toutes les tailles de fils de USP 12/0 jusqu'à USP 6 permettant aux chirurgiens d'opérer dans toutes les spécialisations, y compris la cardiologie, l'ophtalmologie et la microchirurgie.

Depuis de nombreuses années les produits SMI sont reconnus par les meilleurs chirurgiens dans le monde entier.



CERTIFICATS



TYPE D'AIGUILLES

Les aiguilles chirurgicales SMI sont fabriquées à partir des meilleures grades d'acier inoxydable afin de garantir des performances exceptionnelles, combinant une ductilité et un moment de flexion excellente. Une technologie avancée de revêtement en silicone de l'aiguille assure une pénétration en douceur afin de réduire le traumatisme tissulaire du patient. La forme du corps de l'aiguille est conçue de manière à permettre le maximum de stabilité dans le porte-aiguille.

5/8 CERCLE







1/2 CERCLE

3/8 CERCLE

1/4 CERCLE


J-NEEDLE

DROITE




AIGUILLE RONDE

Un corps rond qui s'affine graduellement vers la pointe.




AIGUILLE RONDE À POINTE TRANCHANTE

Un corps rond se réduisant en pointe effilée, tranchante.




AIGUILLE TRIANGULAIRE TRANCHANT EXTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure convexe externe.




AIGUILLE EASY PASS

Pointe de précision avec tranchant extraordinaire.




AIGUILLE SPATULÉE

Aiguille avec deux côtés tranchants.




AIGUILLE CORONAIREE

Une pointe minutieuse suivie d'un corps rond et un corps principal rectangulaire pour une meilleure pénétration dans le tissu cardio-vasculaire.



AIGUILLE TRIANGULAIRE CONVENTIONNELLE TRANCHANT INTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure concave interne.




AIGUILLE ÉMOUSSÉE

Aiguille cylindrique avec pointe arrondie. Pour les tissus mous tels que foie et reins. Réduction des risques de blessures accidentelles.

AGUILLE EASY PASS

- Tranchante et forte*
- Passage aisé*
- La même sensation qu'au premier passage à chaque passage*

L'aiguille Easy Pass combine 3 technologies de pointe vers une aiguille de précision de première qualité:



CARACTÉRISTIQUES


- Pointe de précision avec tranchant extraordinaire
- Une nouvelle génération d'acier inoxydable
- Technologie avancée de revêtement de l'aiguille
Revêtement en silicium recouvre l'ensemble de l'aiguille chirurgicale

AVANTAGES

- Excellent pénétration pour réduire le traumatisme du patient et préserver l'intégrité intime
Pénétration optimale et prévisible
Aiguille tranchante sur une multiplicité de passages
- Significativement plus pénétrante passage après passage
Meilleure résistance à la flexion et la rupture
Combinaison optimale entre résistance et flexibilité
- Surface extrêmement lisse
Meilleure pénétration, contrôle et passage des aiguilles
Maintien du caractère tranchant de l'aiguille du début à la fin sur une multitude de passages

INDICATIONS Chirurgie cosmétique et plastique

Meilleure performance de pénétration de 40% - 50% par rapport à l'aiguille triangulaire standard



SURGICRYL® 910 POLYGLACTINE



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % - 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

SURGICRYL® 910

POLYGLACTINE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
- Multifilament enduit
- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS

Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement

- Chirurgie générale
- Fermeture de peau
- Chirurgie gastro-intestinale
- Chirurgie plastique
- Chirurgie ophtalmologique
- Gynécologie
- Obstétrique
- Chirurgie orthopédique
- Urologie

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellent sécurité des noeuds
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS


Chirurgie cardiovasculaire

Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



Without needle



	Metric	USP	Length	Order number
	1.5	4/0	150 cm	violet 15150015
	2	3/0	150 cm	violet 15200015
	3	2/0	150 cm	violet 15300015
	3.5	0	150 cm	violet 15350015
	4	1	150 cm	violet 15400015
	5	2	150 cm	violet 15500015
	3	2/0	3 x 45 cm	violet 15300045-3
	3.5	0	3 x 45 cm	violet 15350045-3
	1.5	4/0	6 x 45 cm	violet 15150045-6
	2	3/0	6 x 45 cm	violet 15200045-6
	3	2/0	6 x 45 cm	violet 15300045-6
	3.5	0	6 x 45 cm	violet 15350045-6
	1.5	4/0	12 x 45 cm	violet 15150045
	2	3/0	12 x 45 cm	violet 15200045
	3	2/0	12 x 45 cm	violet 15300045
	3.5	0	12 x 45 cm	violet 15350045
	4	1	12 x 45 cm	violet 15400045
	5	2	12 x 45 cm	violet 15500045
	2	3/0	2 x 70 cm	violet 15200070-2
	3	2/0	2 x 70 cm	violet 15300070-2
	3.5	0	2 x 70 cm	violet 15350070-2
	4	1	2 x 70 cm	violet 15400070-2
	5	2	2 x 70 cm	violet 15500070-2
	4	1	7 x 75 cm	violet 15400075

Without needle



Ligapack




	Metric	USP	Length	Order number
	2	3/0	250 cm	violet 15200025
	3	2/0	250 cm	violet 15300025
	3.5	0	250 cm	violet 15350025
	4	1	250 cm	violet 15400025
	5	2	250 cm	violet 15500025


Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

1/2 Circle 	HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	violet	15070113
		1	5/0	75 cm	violet	15100113
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150113
	HR 17 mm 	1	5/0	75 cm	violet	15100117
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150117
		2	3/0	75 cm	violet	15200117
		3	2/0	75 cm	violet	15300117
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150122
		2	3/0	75 cm	violet	15200122
		3	2/0	75 cm	violet	15300122
		4	1	75 cm	violet	15400122
	HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	violet	15150126
		2	3/0	75 cm	violet	15200126
		3	2/0	75 cm	violet	15300126
		3.5	0	75 cm	violet	15350126
		4	1	75 cm	violet	15400126
		5	2	75 cm	violet	15500126
		2	3/0	75 cm	violet	15200130
		3	2/0	75 cm	violet	15300130
		3.5	0	75 cm	violet	15350130
		4	1	75 cm	violet	15400130
		5	2	90 cm	violet	15500130
	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	violet	15200136
		3	2/0	75 cm	violet	15300136
		3.5	0	90 cm	violet	15350136
		4	1	90 cm	violet	15400136
		5	2	90 cm	violet	15500136
		2	3/0	75 cm	violet	15200140
		3	2/0	75 cm	violet	15300140
		3.5	0	75 cm	violet	15350140-75
		3.5	0	90 cm	violet	15350140
		4	1	75 cm	violet	15400140-75
	HR 40 mm 	4	1	90 cm	violet	15400140
		5	2	75 cm	violet	15500140-75
		5	2	90 cm	violet	15500140
		5	2	90 cm	violet	15500140
		5	2	90 cm	violet	15500145

Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle	HR 48 mm	3 3.5 4 5	2/0 0 1 2	90 cm 90 cm 90 cm 90 cm	violet 15300148 15350148 15400148 15500148
	HR 60 mm	3.5 4	0 1	75 cm 75 cm	violet 15350160 15400160
	HR 65 mm	3	2/0	90 cm	violet 15300165
	HR 80 mm	4	1	100 cm	violet 15400180
Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle	HR 45 mm	3.5	0	150 cm	violet 15350945
Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
5/8 Circle	FR 27 mm	3 3.5	2/0 0	75 cm 75 cm	violet 15300327 15350327

	Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
	DR 17 mm		1.5	4/0	45 cm violet 15150217
	DR 22 mm		2	3/0	75 cm violet 15200222
	DR 30 mm		4	1	75 cm violet 15400230
	Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number
	HS12 mm		0.7	6/0	45 cm violet 15071412
	HS17 mm		1	5/0	75 cm violet 15101417
			1.5	4/0	75 cm violet 15151417
	HS22 mm		2	3/0	75 cm violet 15201422
	HS23 mm		5	2	90 cm violet 15501423
			2	3/0	75 cm violet 15201426
	HS26 mm		3	2/0	75 cm violet 15301426
			3.5	0	75 cm violet 15351426
			4	1	75 cm violet 15401426
	HS30 mm		2	3/0	75 cm violet 15201430
			3	2/0	75 cm violet 15301436
	HS36 mm		3.5	0	90 cm violet 15351436
			4	1	90 cm violet 15401436
			5	2	90 cm violet 15501436
	HS40 mm		2	3/0	90 cm violet 15201440
			3	2/0	90 cm violet 15301440
			3.5	0	90 cm violet 15351440
			4	1	90 cm violet 15401440
			5	2	90 cm violet 15501440
	HS48 mm		3.5	0	90 cm violet 15351448
			4	1	90 cm violet 15401448
			5	2	90 cm violet 15501448
	HS60 mm		3.5	0	90 cm violet 15351460

Reverse cutting




Metric

USP


Length

Order number

3/8 Circle	DS12 mm	0.7	6/0	45 cm	violet	15071512
		1	5/0	45 cm	violet	15101512
		1.5	4/0	45 cm	violet	15151512
	DS16 mm	0.7	6/0	45 cm	violet	15071516
		1	5/0	75 cm	violet	15101516
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151516
	DS16 mm Easy Pass	2	3/0	45 cm	violet	15201516-45
		2	3/0	50 cm	undyed	15201516UP
		1	5/0	75 cm	violet	15101519
	DS19 mm	1.5	4/0	75 cm	violet	15151519
		2	3/0	75 cm	violet	15201519
		1.5	4/0	50 cm	undyed	15151519UP
	DS24 mm	1.5	4/0	75 cm	violet	15151524
		2	3/0	75 cm	violet	15201524
		3	2/0	75 cm	violet	15301524
		3.5	0	75 cm	violet	15351524
	DS24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	undyed	15201524UP
		2	3/0	75 cm	violet	15201526
	DS26 mm	3	2/0	75 cm	violet	15301526
		2	3/0	50 cm	undyed	15201526UP
	DS30 mm	2	3/0	75 cm	violet	15201530
		3	2/0	75 cm	violet	15301530
		3.5	0	75 cm	violet	15351530
	DS30 mm Easy Pass	3	2/0	75 cm	undyed	15301530UP-75
		3	2/0	75 cm	violet	15301536
	DS36 mm	3.5	0	75 cm	violet	15351536
		4	1	75 cm	violet	15401536
		3.5	0	75 cm	violet	15351540
	DS40 mm	4	1	75 cm	violet	15401540
		3	2/0	75 cm	violet	15301545

Round bodied taperscut point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	violet 15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet 15150517
			2	3/0	75 cm	violet 15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	violet 15150526
			2	3/0	75 cm	violet 15200526
			3	2/0	75 cm	violet 15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	violet 15300530
			3.5	0	75 cm	violet 15350530
			4	1	75 cm	violet 15400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	violet 15300536
			3.5	0	90 cm	violet 15350536
			4	1	90 cm	violet 15400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	violet 15350540
			4	1	90 cm	violet 15400540
			5	2	90 cm	violet 15500540
	HRT 48 mm		8	6	150 cm	violet 15800548

Round bodied taperscut point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	violet 15150413
	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet 15150417
			2	3/0	75 cm	violet 15200417

Round bodied taperscut point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	violet 15100530-0413
	HRT 30 mm					

Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15302160
Blunt		Metric	USP	Length	Order number
	HRB 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15301830
1/2 Circle	HRB 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 15401836
	HRB 45 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i> 15501845
Blunt		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle	DRB 63 mm	4	1	100 cm	<i>violet</i> 15401963

SURGICRYL®

PGA

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
- Multifilament enduit
- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS

spécialement

Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

Chirurgie générale

Fermeture de peau

Chirurgie gastro-intestinale

Gynécologie

Obstétrique

Chirurgie plastique

Urologie

Chirurgie ophtalmologique

Chirurgie orthopédique

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellent sécurité des noeuds
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite
- Etanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS


Chirurgie cardiovasculaire

Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



Without needle



Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	violet	11200015
3	2/0	150 cm	violet	11300015
3.5	0	150 cm	violet	11350015
4	1	150 cm	violet	11400015
5	2	150 cm	violet	11500015
6	3&4	150 cm	violet	1160 0015
7	5	150 cm	violet	1170 0015
8	6	150 cm	violet	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	violet	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	violet	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	violet	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	violet	11350050
4	1	3 x 50 cm	violet	11400050
5	2	3 x 50 cm	violet	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	violet	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	violet	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	violet	11350045
4	1	12 x 45 cm	violet	11400045
5	2	12 x 45 cm	violet	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	violet	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	violet	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	violet	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	violet	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	violet	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	violet	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	violet	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	violet	11300060
3.5	0	10 x 60 cm	violet	11350060
2	3/0	5 x 70 cm	violet	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	violet	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	violet	11350070
4	1	5 x 70 cm	violet	11400070
5	2	5 x 70 cm	violet	11500070

Without needle




Ligapack



Round bodied taper point



1/2 Circle



Metric USP Length Order number

	1.5	4/0	250 cm	violet	11150025
	2	3/0	250 cm	violet	11200025
	3	2/0	250 cm	violet	11300025
	3.5	0	250 cm	violet	11350025
	4	1	250 cm	violet	11400025
	5	2	250 cm	violet	11500025
	6	3&4	250 cm	violet	11600025

HR 13 mm



Metric USP Length Order number

	0.7	6/0	75 cm	violet	11070113
	1	5/0	75 cm	violet	11100113
	1.5	4/0	75 cm	violet	11150113

HR 17 mm



Metric USP Length Order number

	0.7	6/0	75 cm	violet	11070117
	1	5/0	75 cm	violet	11100117
	1.5	4/0	75 cm	violet	11150117
	2	3/0	75 cm	violet	11200117
	3	2/0	75 cm	violet	11300117

HR 22 mm



Metric USP Length Order number

	1.5	4/0	75 cm	violet	11150122
	2	3/0	75 cm	violet	11200122
	2	3/0	75 cm	undyed	11200122U
	3	2/0	75 cm	violet	11300122

HR 26 mm



Metric USP Length Order number

	1.5	4/0	75 cm	violet	11150126
	2	3/0	75 cm	violet	11200126
	3	2/0	75 cm	violet	11300126
	3	2/0	75 cm	undyed	11300126U
	3.5	0	75 cm	violet	11350126
	4	1	75 cm	violet	11400126

HR 30 mm



Metric USP Length Order number

	2	3/0	75 cm	violet	11200130
	3	2/0	75 cm	violet	11300130
	3	2/0	75 cm	undyed	11300130U
	3.5	0	75 cm	violet	11350130
	4	1	75 cm	violet	11400130




HR 36 mm






Metric USP Length Order number

	2	3/0	75 cm	violet	11200136
	3	2/0	75 cm	violet	11300136
	3.5	0	90 cm	violet	11350136

	4	1	90 cm	violet	11400136
--	---	---	-------	--------	----------

	Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	violet	11300140
		3.5	0	90 cm	violet	11350140
		4	1	75 cm	violet	11400140-75
		4	1	90 cm	violet	11400140
		5	2	75 cm	violet	11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	violet	11500140
		3	2/0	75 cm	violet	11300148
		3.5	0	90 cm	violet	11350148
		4	1	90 cm	violet	11400148
		5	2	90 cm	violet	11500148
		6	3&4	90 cm	violet	11600148
	Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	violet	11150217
		2	3/0	75 cm	violet	11200217
	DR 25 mm 	4	1	75 cm	violet	11400225
	Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	violet	11300327
	Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
J-needle 	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	violet	11303036
		3.5	0	75 cm	violet	11353036
		4	1	75 cm	violet	11403040

Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
5/8 Circle 	JR 36 mm FR 27 mm 	3.5	0	75 cm	violet 11353036-0327
Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 50 mm 	4	1	150 cm	violet 11400950
Round bodied taperscut point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 26 mm 	3	2/0	75 cm	violet 11300526
	HRT 30 mm 	3.5	2/0	75 cm	violet 11300530
	HRT 36 mm 	4	0	75 cm	violet 11350530
	HRT 36 mm 	3	2/0	90 cm	violet 11300536
	HRT 36 mm 	3.5	0	90 cm	violet 11350536
	HRT 40 mm 	4	1	90 cm	violet 11400540
	HRT 48 mm 	3.5	0	90 cm	violet 11350540
	HRT 48 mm 	4	1	90 cm	violet 11400548
Round bodied taperscut point		Metric	USP	Length	Order number
J-needle 	JRT 31 mm 	4	1	75 cm	violet 11403131

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	violet	11071512
		0.7	6/0	45 cm	undyed	11071512U
		1	5/0	45 cm	violet	11101512
		1.5	4/0	75 cm	violet	11151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	undyed	11071512UP
		1	5/0	50 cm	undyed	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	undyed	11151512UP
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	violet	11071516
		1	5/0	75 cm	violet	11101516
		1	5/0	75 cm	undyed	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	violet	11151516
		1.5	4/0	75 cm	undyed	11151516U
		2	3/0	75 cm	violet	11201516
	DS 16 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	undyed	11151516UP
		1	5/0	75 cm	violet	11101519
	DS 19 mm	1.5	4/0	75 cm	violet	11151519
		1.5	4/0	75 cm	undyed	11151519U
		2	3/0	75 cm	violet	11201519
		2	3/0	75 cm	undyed	11201519U
		3	2/0	75 cm	violet	11301519
		1.5	4/0	50 cm	undyed	11151519UP
	DS 19 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	undyed	11201519UP
		2	3/0	75 cm	violet	11201524
		2	3/0	75 cm	undyed	11201524U
		3	2/0	75 cm	violet	11301524
		3	2/0	75 cm	undyed	11301524U
		3.5	0	75 cm	violet	11351524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	undyed	11201524UP
		3	2/0	50 cm	undyed	11301524UP
	DS 30 mm	1.5	4/0	75 cm	violet	11151530
		2	3/0	75 cm	violet	11201530
		3	2/0	75 cm	violet	11301530
		3	2/0	75 cm	undyed	11301530U
		3.5	0	75 cm	violet	11351530
		4	1	75 cm	violet	11401530
		5	2	75 cm	violet	11501530

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle	DS36 mm	3	2/0	75 cm	violet 11301536
		3.5	0	75 cm	violet 11351536
		4	1	75 cm	violet 11401536
		5	2	75 cm	violet 11501536
	DS40 mm	3	2/0	75 cm	violet 11301540
		3.5	0	75 cm	violet 11351540
		4	1	75 cm	violet 11401540
		5	2	75 cm	violet 11501540
1/2 Circle	HS22 mm	2	3/0	75 cm	violet 11201422
		2	3/0	75 cm	undyed 11201422U
		3	2/0	75 cm	violet 11301422
		3	2/0	75 cm	undyed 11301422U
	HS26 mm	1.5	4/0	75 cm	violet 11151426
		2	3/0	75 cm	violet 11201426
		3	2/0	75 cm	violet 11301426
		3.5	0	75 cm	violet 11351426
	HS30 mm	5	2	90 cm	violet 11501430
		3	2/0	90 cm	violet 11301436
	HS36 mm	3.5	0	90 cm	violet 11351436
		4	1	90 cm	violet 11401436
		5	2	90 cm	violet 11501436
		3	2/0	90 cm	violet 11301440
	HS40 mm	3.5	0	90 cm	violet 11351440
		4	1	90 cm	violet 11401440
		5	2	90 cm	violet 11501440
		3.5	0	90 cm	violet 11351448
	HS48 mm	4	1	90 cm	violet 11401448
		5	2	90 cm	violet 11501448
		6	3&4	90 cm	violet 11601448

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle	NS 16 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

SURGICRYL® RAPID POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et stéarate de calcium (1%)
Couleur	Beige - non coloré / Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi
www.sutures.be

SURGICRYL®

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction initiale élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
- Multifilament enduit
- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous superficiels seuls
spécialement Chirurgie plastique
 Obstétrique (épisiotomie)
 Gynécologie
 Urologie (circoncision)
 Chirurgie ophtalmologique (conjonctives)
 Chirurgie pédiatrique

AVANTAGES


- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible, absorption de masse rapide
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellent sécurité des noeuds
- Passage aisément à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie
 Ligature


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



Without needle		Metric	USP	Length	Order number
		2	3/0	150 cm	undyed 14200015
		3	2/0	150 cm	undyed 14300015
		3.5	0	150 cm	undyed 14350015
		4	1	150 cm	undyed 14400015
		5	2	150 cm	undyed 14500015
Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	undyed 14100113
	HR 17 mm 	1	5/0	75 cm	undyed 14100117
	HR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	undyed 14150117
	HR 22 mm 	2	3/0	75 cm	undyed 14200117
	HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	undyed 14150122
	HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	undyed 14200126
	HR 26 mm 	3	2/0	75 cm	undyed 14300126
	HR 26 mm 	3.5	0	75 cm	undyed 14350126
	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	undyed 14200130
	HR 30 mm 	3	2/0	75 cm	undyed 14300130
	HR 30 mm 	3.5	0	75 cm	undyed 14350130
1/2 Circle 	HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	undyed 14200136
	HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	undyed 14300136
	HR 36 mm 	3.5	0	90 cm	undyed 14350136
	HR 36 mm 	4	1	90 cm	undyed 14400136
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	undyed 14300140
	HR 40 mm 	3.5	0	90 cm	undyed 14350140
	HR 40 mm 	4	1	90 cm	undyed 14400140
	HR 40 mm 	5	2	90 cm	undyed 14500140
	HR 48 mm 	3	2/0	75 cm	undyed 14300148
	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	undyed 14350148
	HR 48 mm 	4	1	90 cm	undyed 14400148
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	undyed 14500148

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	undyed 14071512
		1	5/0	75 cm	undyed 14101512
		1.5	4/0	75 cm	undyed 14151512
	DS12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	undyed 14071512P
		1	5/0	50 cm	undyed 14101512P
		1.5	4/0	50 cm	undyed 14151512P
	DS16 mm	1	5/0	75 cm	undyed 14101516
		1.5	4/0	75 cm	undyed 14151516
		2	3/0	45 cm	undyed 14201516
	DS19 mm	1	5/0	75 cm	undyed 14101519
		1.5	4/0	75 cm	undyed 14151519
		2	3/0	75 cm	undyed 14201519
	DS19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	undyed 14151519P
		2	3/0	50 cm	undyed 14201519P
1/2 Circle	DS24 mm	2	3/0	75 cm	undyed 14201524
		3	2/0	75 cm	undyed 14301524
	DS24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	undyed 14201524P
		3	2/0	50 cm	undyed 14301524P
	DS26 mm	2	3/0	75 cm	undyed 14201526
		3	2/0	75 cm	undyed 14301526
		3.5	0	75 cm	undyed 14351526
	DS30 mm	3.5	0	90 cm	undyed 14351530
	DS36 mm	3	2/0	75 cm	undyed 14301536
		3.5	0	75 cm	undyed 14351536

Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	undyed 14202160
1/2 Circle	Round bodied taperscut point	Metric	USP	Length	Order number
	HRT 17 mm	2	3/0	75 cm	undyed 14200517
	HRT 36 mm	3	2/0	90 cm	undyed 14300536
		3.5	0	90 cm	undyed 14350536
		4	1	90 cm	undyed 14400536
3/8 Circle	HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	undyed 14350540
		4	1	90 cm	undyed 14400540
	HRT 48 mm	3.5	0	90 cm	undyed 14350548
3/8 Circle	Round bodied taperscut point	Metric	USP	Length	Order number
	DRT 16 mm	1	5/0	75 cm	undyed 14100416
		1.5	4/0	75 cm	undyed 14150416
		2	3/0	75 cm	undyed 14200416

SURGICRYL® MONOFAST POLYGLECAPRONE 25



Type	Monofilament
Composition	Polyglecaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et 25% d'ε-caprolactone
Enduit	Aucun
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 120 jours. Environ 60% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

MONOFAST
POLYGLYCOPRONE 25

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement


INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
 spécialement Chirurgie générale
 Fermeture de peau
 Chirurgie plastique
 Chirurgie gastro-intestinale
 Gynécologie
 Urologie

AVANTAGES


- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie
 Chirurgie ophtalmologique
 Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire
 À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



Without needle 

Metric	USP	Length	Order number
3	2/0	150 cm	violet 16300015
3.5	0	150 cm	violet 16350015
4	1	150 cm	violet 16400015
5	2	120 cm	violet 16500012
5	2	150 cm	violet 16500015


Without needle 



Metric	USP	Length	Order number
Ligapack			



Round bodied taper point 

Metric	USP	Length	Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	45 cm violet 16070113
	1	5/0	45 cm violet 16100113
	1.5	4/0	75 cm violet 16150113
HR 17 mm 	1	5/0	45 cm violet 16100117
	1.5	4/0	75 cm violet 16150117
	2	3/0	75 cm violet 16200117
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm violet 16150122
	2	3/0	75 cm violet 16200122
	1.5	4/0	75 cm violet 16150126
HR 26 mm 	2	3/0	75 cm violet 16200126
	3	2/0	75 cm violet 16300126
	3.5	0	75 cm violet 16350126
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm violet 16200130
	3	2/0	75 cm violet 16300130
	3.5	0	75 cm violet 16350130
HR 36 mm 	4	1	75 cm violet 16400130
	3	2/0	75 cm violet 16300136
	3.5	0	90 cm violet 16350136
HR 40 mm 	4	1	90 cm violet 16400136
	3	2/0	75 cm violet 16300140
	3.5	0	90 cm violet 16350140
	4	1	90 cm violet 16400140

1/2 Circle 


Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 48 mm	3.5	0	90 cm <i>violet</i> 16350148
		4	1	90 cm <i>violet</i> 16400148
	HR 65 mm	3	2/0	90 cm <i>violet</i> 16300165
Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm <i>undyed</i> 16071512
		0.7	6/0	75 cm <i>undyed</i> 16071512-75
		0.7	6/0	75 cm <i>violet</i> 16071512V
		1	5/0	45 cm <i>undyed</i> 16101512
		1	5/0	45 cm <i>violet</i> 16101512V
	DS12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm <i>undyed</i> 16071512P
		1	5/0	50 cm <i>undyed</i> 16101512P
		1.5	4/0	50 cm <i>undyed</i> 16151512P
	DS16 mm 	1	5/0	75 cm <i>undyed</i> 16101516
		1	5/0	75 cm <i>violet</i> 16101516V
		1.5	4/0	75 cm <i>undyed</i> 16151516
		1.5	4/0	75 cm <i>violet</i> 16151516V
	DS16 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm <i>undyed</i> 16201516
		1	5/0	50 cm <i>undyed</i> 16101516P
		1.5	4/0	50 cm <i>undyed</i> 16151516P
	DS19 mm 	1	5/0	45 cm <i>undyed</i> 16101519
		1.5	4/0	75 cm <i>undyed</i> 16151519
		1.5	4/0	75 cm <i>violet</i> 16151519V
		2	3/0	75 cm <i>undyed</i> 16201519
	DS19 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm <i>undyed</i> 16301519
		1.5	4/0	50 cm <i>undyed</i> 16151519P
		2	3/0	50 cm <i>undyed</i> 16201519P
	DS24 mm 	2	3/0	75 cm <i>undyed</i> 16201524
		3	2/0	75 cm <i>undyed</i> 16301524
	DS24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm <i>undyed</i> 16201524P-75

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle	DS26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
	DS30 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
1/2 Circle	DS40 mm	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	75 cm	<i>undyed</i>	16401540
Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle	HS36 mm	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS40 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440
Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160
Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle	HRB 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16351840
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16401848

SURGICRYL®

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Type	Monofilament
Composition	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
Enduit	Aucun
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée et durable
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Persistante exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisément à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Etanchéité et stérilité des produits garanties


INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général
 spécialement Chirurgie générale
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie ophtalmologique
 Chirurgie orthopédique
 Fermeture de la paroi abdominale
 Gynécologie
 Chirurgie plastique
 Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie
 Prothèses


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis








À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).


RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION




Without needle		Metric	USP	Length	Order number
		5	2	150 cm	violet 13500015
		6	3&4	150 cm	violet 13600015
Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
		0.7	6/0	75 cm	violet 13070113
		1	5/0	75 cm	violet 13100113
		0.7	6/0	75 cm	violet 13070117
		1	5/0	75 cm	violet 13100117
		1.5	4/0	75 cm	violet 13150117
		2	3/0	75 cm	violet 13200117
		1.5	4/0	75 cm	violet 13150122
		2	3/0	75 cm	violet 13200122
		1.5	4/0	75 cm	violet 13150126
		2	3/0	75 cm	violet 13200126
		3	2/0	75 cm	violet 13300126
		3.5	0	75 cm	violet 13350126
		2	3/0	75 cm	violet 13200130
		3	2/0	75 cm	violet 13300130
		3.5	0	75 cm	violet 13350130
		3	2/0	75 cm	violet 13300136
		3.5	0	90 cm	violet 13350136
		4	1	90 cm	violet 13400136
		3	2/0	75 cm	violet 13300140
		3.5	0	90 cm	violet 13350140
		4	1	90 cm	violet 13400140
		5	2	90 cm	violet 13500140
		4	1	90 cm	violet 13400148
		5	2	90 cm	violet 13500148
					
					

	Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR40 mm	3.5 4	0 1	150 cm 150 cm	violet 13350940 13400940
	HR50 mm	3.5 4 5	0 1 2	150 cm 150 cm 150 cm	violet 13350950 13400950 13500950
	HR65 mm	4	1	150 cm	violet 13400965
3/8 Circle 	Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number
	DS12 mm	0.7 1 1.5	6/0 5/0 4/0	45 cm 45 cm 75 cm	violet 13071512 13101512 13151512
		1 1.5	5/0 4/0	75 cm 75 cm	violet 13101516 13151516
		1 1.5 2	5/0 4/0 3/0	45 cm 75 cm 75 cm	violet 13101519 13151519 13201519
	DS19 mm	1 1.5 2	5/0 4/0 3/0	75 cm 75 cm 75 cm	violet 13101519-75 13151519 13201519
		1.5 2 3	4/0 3/0 2/0	75 cm 75 cm 75 cm	violet 13151524 13201524 13301524
		3.5	0	75 cm	violet 13351524
	DS24 mm	2 3	3/0 2/0	75 cm 75 cm	violet 13201526 13301526
		3 3.5	2/0 0	75 cm 75 cm	violet 13301530 13351530
	DS40 mm	4 5	1 2	90 cm 90 cm	violet 13401540 13501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	violet 13301436
		3.5	0	75 cm	violet 13351436
		4	1	75 cm	violet 13401436
Blunt loop		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle	HRB 50 mm	4	1	150 cm	violet 13401850

POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée, non résorbable
- Résistance aux pliages répétés
- Synthétique
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques et anastomoses)
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie cardiovasculaire

Neurochirurgie

Chirurgie ophtalmologique

Microchirurgie

Chirurgie plastique

Fermeture de peau

Chirurgie orthopédique

Cure de hernie (aussi en tant que treillis)

Chirurgie gastro-intestinale

Chirurgie générale

Gynécologie


Obstétrique

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

1/2 Circle




HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i>	5050110
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070110
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070115
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100115
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150115
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100117
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200117
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150120
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200120
HR 25 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100125
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150125
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200125
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300125
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350125
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5400125
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200130
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300130
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350130
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5400130
HR 35 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300135
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350135
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5400135
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350140
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	5400140
		5	2	75 cm	<i>blue</i>	5500140

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

3/8 Circle



DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150216
----------	--	-----	-----	-------	-------------	---------


Round bodied taper point
double armed

Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle 	2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5040108-2
			0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050108-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070108-2
	2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050110-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070110-2
			1	5/0	60 cm	<i>blue</i>	5100110-2
	2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050113-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070113-2
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100113-2
	2 x HR 16 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100116-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150116-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200116-2
	2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100120-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150120-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200120-2
	2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150125-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200125-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300125-2
	2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200130-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300130-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300135-2
	HR 15 mm HR 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200115-30

Round bodied taper point
double armed


Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DR 8 mm



0.4

8/0

45 cm

blue

5040208-2

0.5

7/0

60 cm

blue

5050208-2

2 x DR 10 mm



0.7

6/0

60 cm

blue

5070210-2

2 x DR 13 mm



0.7

6/0

60 cm

blue

5070213-2

2 x DR 18 mm



1

5/0

90 cm

blue

5100218-2

1.5

4/0

90 cm

blue

5150218-2

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



DS10 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071510

0.5

7/0

45 cm

blue

5051512

DS12 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071512

1

5/0

45 cm

blue

5101512

1.5

4/0

75 cm

blue

5151512

DS12 mm

Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

blue

5071512P

1

5/0

50 cm

blue

5101512P

DS16 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071516

1

5/0

45 cm

blue

5101516

1.5

4/0

75 cm

blue

5151516

2

3/0

75 cm

blue

5201516

DS16 mm

Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

blue

5071516P

1

5/0

50 cm

blue

5101516P

1.5

4/0

50 cm

blue

5151516P

DS19 mm



0.7

6/0

75 cm

blue

5071519

1

5/0

75 cm

blue

5101519

1.5

4/0

45 cm

blue

5151519-45

1.5

4/0

75 cm

blue

5151519

2

3/0

45 cm

blue

5201519-45

2

3/0

75 cm

blue

5201519

3

2/0

75 cm

blue

5301519

3.5

0

75 cm

blue

5351519

DS19 mm

Easy Pass



1

5/0

50 cm

blue

5101519P

1.5

4/0

50 cm

blue

5151519P

2

3/0

50 cm

blue

5201519P


POLYPROPYLENE

BLUE

Reverse cutting



3/8 Circle




		Metric	USP	Length		Order number
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524
	DS24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P
	DS26 mm	2	3/0	45 cm	blue	5201526-45
		3	2/0	45 cm	blue	5301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301526
	DS30 mm	2	3/0	75 cm	blue	5201530
		3	2/0	75 cm	blue	5301530
		3.5	0	75 cm	blue	5351530
		4	1	75 cm	blue	5401530
		2	3/0	75 cm	blue	5201536
	DS36 mm	3	2/0	75 cm	blue	5301536
		3.5	0	75 cm	blue	5351536
		4	1	75 cm	blue	5401536
		3	2/0	75 cm	blue	5301540
	DS40 mm	3.5	0	75 cm	blue	5351540
		4	1	90 cm	blue	5401540
		5	2	90 cm	blue	5501540
		4	1	90 cm	blue	5401545
	DS45 mm	4	1	90 cm	blue	5401545
		4	1	90 cm	blue	5401590

Reverse cutting



1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
	HS 22 mm	2	3/0	45 cm	blue	5201422
	HS24 mm	3	2/0	75 cm	blue	5301424

Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	blue 5202160
		3	2/0	75 cm	blue 5302160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	blue 5302175
Round bodied taperscut point double armed		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle	2 x DRT 12 mm	0.7	6/0	75 cm	blue 5070412-2
Round bodied taperscut point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle	HRT 10 mm	0.7	6/0	75 cm	blue 5070510
	HRT 25 mm	3	2/0	75 cm	blue 5300525
Round bodied taperscut point double armed		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle	2 x HRT 16 mm	1	5/0	75 cm	blue 5100516-2
	2 x HRT 22 mm	1.5	4/0	90 cm	blue 5150522-2
	2 x HRT 25 mm	1.5	4/0	90 cm	blue 5150525-2
		2	3/0	90 cm	blue 5200525-2
		3	2/0	90 cm	blue 5300525-2
2 x HRT 30 mm		3	2/0	90 cm	blue 5300530-2

Soft cutting point coronary
double armed




Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x CC 8 mm



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2

2 x CC 10 m



0.5

7/0

75 cm

blue

5052610-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072610-2

2 x CC 13 mm



0.5

7/0

75 cm

blue

5052613-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2

Soft cutting point coronary
black double armed




Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x CC 8 mm black



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2VB

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2VB

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2VB

2 x CC 13 mm black



0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2VB

1


5/0

75 cm

blue

5102613-2VB

DACLON NYLON



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par du tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

Pour qualité
&
sécurité

smi
www.sutures.be

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée, non résorbable
- Synthétique
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

Daclon Bleu

spécialement Fermeture de peau
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique

Daclon Noir

spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

Round bodied taper point




Metric


USP

Length

Order number

1/2 Circle 	HR 16 mm	1	5/0	75 cm	black	9100116
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150116
		0.7	6/0	75 cm	black	9070120
	HR 20 mm	1	5/0	75 cm	black	9100120
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150120
		2	3/0	75 cm	blue	9200120
		3	2/0	75 cm	blue	9300120
		2	3/0	75 cm	blue	9200122
		3	2/0	75 cm	blue	9300122
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	blue	9150126
		2	3/0	75 cm	blue	9200126
		3	2/0	75 cm	blue	9300126
		3.5	0	75 cm	blue	9350126
		4	1	75 cm	blue	9400126
		3	2/0	75 cm	blue	9300130
	HR 30 mm	3.5	0	75 cm	blue	9350130
		4	1	75 cm	blue	9400130
		3	2/0	75 cm	blue	9300137
	HR 37 mm	3.5	0	75 cm	blue	9350137
		4	1	75 cm	blue	9400137
		3	2/0	75 cm	blue	9300140
	HR 40 mm	3.5	0	75 cm	blue	9350140
		4	1	75 cm	blue	9400140
		5	2	75 cm	blue	9500140
	HR 50 mm	4	1	100 cm	blue	9400150

	Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number
 1/2 Circle	HR 30 mm	3.5 4	0 1	150 cm	<i>blue</i> 9350930 <i>blue</i> 9400930
	HR 35 mm	3.5 4	0 1	150 cm	<i>blue</i> 9350935 <i>blue</i> 9400935
	HR 40 mm	3.5 4	0 1	150 cm	<i>blue</i> 9350940 <i>blue</i> 9400940
	HR 50 mm	3.5 4	0 1	150 cm	<i>blue</i> 9350950 <i>blue</i> 9400950

	Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
 1/2 Circle	2 x HR 65 mm	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9300165-2

Reverse cutting




Metric USP Length Order number

3/8 Circle	DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201516
		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
	DS 16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301519
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
	DS 19 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
	DS 24 mm	1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524
	DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P

Reverse cutting



3/8 Circle




		Metric	USP	Length	Order number
	DS26 mm	2	3/0	45 cm	blue 9201526-45
		2	3/0	75 cm	blue 9201526
		3	2/0	45 cm	blue 9301526-45
	DS30 mm	3	2/0	75 cm	blue 9301526
		2	3/0	75 cm	blue 9201530
		3	2/0	75 cm	blue 9301530
		3.5	0	75 cm	blue 9351530
	DS36 mm	4	1	75 cm	blue 9401530
		2	3/0	75 cm	blue 9201536
		3	2/0	75 cm	blue 9301536
	DS40 mm	3.5	0	75 cm	blue 9351536
		3	2/0	75 cm	blue 9301540
		3.5	0	75 cm	blue 9351540
	DS45 mm	4	1	75 cm	blue 9401540
		5	2	90 cm	blue 9501540
		3	2/0	100 cm	blue 9301545
	DS60 mm	4	1	75 cm	blue 9401545
		3.5	0	75 cm	blue 9351560
		3	2/0	100 cm	blue 9301590
	DS90 mm	3.5	0	100 cm	blue 9351590
		4	1	100 cm	blue 9401590

Reverse cutting



1/2 Circle



		Metric	USP	Length	Order number
	HS17 mm	1.5	4/0	75 cm	blue 9151417
		2	3/0	75 cm	blue 9201417
	HS22 mm	2	3/0	75 cm	blue 9201422
		2	3/0	75 cm	blue 9201426
	HS26 mm	3	2/0	75 cm	blue 9301426
		3.5	0	75 cm	blue 9351430
	HS30 mm	3.5	0	75 cm	blue 9351430

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle	HS36 mm	3.5	0	75 cm	blue	9351436
		4	1	75 cm	blue	9401436
		5	2	75 cm	blue	9501436
	HS40 mm	3.5	0	75 cm	blue	9351440
		4	1	75 cm	blue	9401440
	HS48 mm	4	1	100 cm	blue	9401448
Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	blue	9202160
		3	2/0	75 cm	blue	9302160
Cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle	NS26 mm	2	3/0	75 cm	blue	9201726
	NS30 mm	3	2/0	75 cm	blue	9301730
	NS40 mm	3	2/0	75 cm	blue	9301740

SUPRAMID

BLACK



Type	Multifilament tordu et engainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
Composition	Fil de polyamide 6.6 enrobé par une couche de polyamide 6
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par du tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

SUPRAMID
BLACK

Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

CARACTÉRISTIQUES



- Résistance à la traction élevée, non résorbable
- Synthétique
- Structure tordue
- Multifilament avec un manchon
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Réaction tissulaire minimale
- Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellent sécurité des noeuds
- Passage aisément à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Fermeture de peau

SUPRAMID
BLACK

	Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
 1/2 Circle	HR 16 mm		1.5 2	4/0 3/0	75 cm 75 cm	black black
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	black
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	black
	Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
 Straight	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	black
	Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
 1/2 Circle	HS17 mm		1.5 2	4/0 3/0	75 cm 75 cm	black black
	HS20 mm		1 1.5 2	5/0 4/0 3/0	75 cm 75 cm 75 cm	black black black
	HS22 mm		1.5	4/0	75 cm	black
	HS26 mm		1.5 2 3	4/0 3/0 2/0	75 cm 75 cm 75 cm	black black black
	Cutting		Metric	USP	Length	Order number
 Straight	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	black
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	black

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle	DS12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	4071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i>	4151512
	DS16 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	4071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i>	4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i>	4201516
		2	3/0	45 cm	<i>black</i>	4201516-75
	DS19 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	4071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i>	4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151519-75
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	4301519
	DS24 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	4301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	4351524
	DS36 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	4301536
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	4351536
		4	1	75 cm	<i>black</i>	4401536

Round bodied tapercut point



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle	HRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4200518

Round bodied tapercut point



Metric


USP

Length

Order number

3/8 Circle	DRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4200418

SILK



SILK

	<i>Soie tressée</i>	<i>Soie nature</i>
Type	Multifilament tressé	Multifilament tordu
Composition	Fibres tressées du cocon du ver à soie	Fibres tordues du cocon du ver à soie
Enduit	Silicone	Aucun
Couleur	Noir	Bleu
Réaction tissulaire	Modérée	
Résorption	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale dans le tissu, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par du tissu conjonctif fibreux	
Présentation	Boîte de 12 pochettes	

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

SILK

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée, non résorbable
 - Structure tressée ou tordue
 - Multifilament enduit
 - Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois
 - Propriétés de manipulation excellentes
 - Grande flexibilité
 - Résistance à la traction élevée
 - Excellent sécurité des noeuds
 - Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
 - Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
 - Action capillaire réduite
 - Etanchéité et stérilité des produits garanties

<i>INDICATIONS</i>	Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement	Chirurgie générale Fermeture de peau Chirurgie ophtalmologique Chirurgie buccale Chirurgie gastro-intestinale Gynécologie Obstétrique

CONTRE-INDICATIONS	Voies urinaires Voies biliaires
	Sensibilisation ou allergie connue à la soie

Without needle



Metric USP Length Order number

2 3/0 150 cm black 8200015

3 2/0 150 cm black 8300015

3.5 0 150 cm black 8350015

4 1 150 cm black 8400015

5 2 150 cm black 8500015

6 3&4 150 cm black 8600015

8 6 150 cm black 8800015

2 3/0 6 x 45 cm black 8200044

3 2/0 6 x 45 cm black 8300044

3.5 0 6 x 45 cm black 8350044

4 1 6 x 45 cm black 8400044

5 2 6 x 45 cm black 8500044

1.5 4/0 17 x 45 cm black 8150046

2 3/0 17 x 45 cm black 8200046

3 2/0 17 x 45 cm black 8300046

3.5 0 17 x 45 cm black 8350046

4 1 17 x 45 cm black 8400046

5 2 17 x 45 cm black 8500046

1.5 4/0 13 x 60 cm black 8150060

2 3/0 13 x 60 cm black 8200060

3 2/0 13 x 60 cm black 8300060

3.5 0 13 x 60 cm black 8350060

4 1 13 x 60 cm black 8400060

2 3/0 12 x 75 cm black 8200075

3 2/0 12 x 75 cm black 8300075

3.5 0 12 x 75 cm black 8350075

4 1 12 x 75 cm black 8400075

5 2 12 x 75 cm black 8500075

Without needle



Metric USP Length Order number

2 3/0 250 cm black 8200025

3 2/0 250 cm black 8300025

3.5 0 250 cm black 8350025

4 1 250 cm black 8400025

5 2 250 cm black 8500025

6 3&4 250 cm black 8600025

Ligapack



Round bodied taper point




Metric


USP

Length

Order number

1/2 Circle 	HR 12 mm	0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
	HR 16 mm	0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
		2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
	HR 20 mm	2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
	HR 26 mm	2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
		5	2	75 cm	black	8500126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
		3	2/0	75 cm	black	8300130
	HR 30 mm	3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
	HR 37 mm	3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
		3.5	0	75 cm	black	8350140
		4	1	75 cm	black	8400140
	HR 40 mm	5	2	75 cm	black	8500140
		3.5	0	75 cm	black	8350145
		4	1	75 cm	black	8400145
	HR 45 mm	5	2	75 cm	black	8500145


Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
--------------------------	--	--------	-----	--------	--------------

	DR 12 mm		1	5/0	45 cm	black	8100212
	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8150216
	DR 25 mm		2	3/0	75 cm	black	8200216
	DR 30 mm		2	3/0	75 cm	black	8200225
			3	2/0	75 cm	black	8300225
			3	2/0	75 cm	black	8300230

Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
--------------------------	--	--------	-----	--------	--------------

	GR 40 mm		3	2/0	75 cm	black	8302040
---	----------	---	---	-----	-------	-------	---------

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
-----------------	--	--------	-----	--------	--------------

	DS12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512
			0.7	6/0	45 cm	black	8071512
			1	5/0	45 cm	black	8101512
			1.5	4/0	75 cm	black	8151512
			2	3/0	75 cm	black	8201512
	DS12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	8071512P
	DS14 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8071514
	DS16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	8071516
			1	5/0	75 cm	black	8101516
			1.5	4/0	75 cm	black	8151516
			2	3/0	75 cm	black	8201516
	DS16 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	black	8301516
			1	5/0	50 cm	black	8101516P
			1.5	4/0	50 cm	black	8151516P


Reverse cutting



Metric USP Length Order number

DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	black	8071519
	1	5/0	75 cm	black	8101519
	1.5	4/0	75 cm	black	8151519
	2	3/0	75 cm	black	8201519
	3	2/0	75 cm	black	8301519
	3.5	0	75 cm	black	8351519
	4	1	75 cm	black	8401519
DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	black	8151519P
	2	3/0	50 cm	black	8201519P
DS 24 mm	1	5/0	75 cm	black	8101524
	1.5	4/0	75 cm	black	8151524
	2	3/0	75 cm	black	8201524
	3	2/0	75 cm	black	8301524
	3.5	0	75 cm	black	8351524
	4	1	75 cm	black	8401524
DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	75 cm	black	8201524P
DS 26 mm	2	3/0	75 cm	black	8201526
	3	2/0	75 cm	black	8301526
DS 30 mm	1.5	4/0	75 cm	black	8151530
	2	3/0	75 cm	black	8201530
	3	2/0	75 cm	black	8301530
	3.5	0	75 cm	black	8351530
	4	1	75 cm	black	8401530
	5	2	75 cm	black	8501530
	2	3/0	75 cm	black	8201537
DS 37 mm	3	2/0	75 cm	black	8301537
	3.5	0	75 cm	black	8351537
	4	1	75 cm	black	8401537
	5	2	75 cm	black	8501537
	6	3&4	75 cm	black	8601537
	3	2/0	75 cm	black	8301545
DS 45 mm	3.5	0	75 cm	black	8351545
	4	1	75 cm	black	8401545
	5	2	75 cm	black	8501545
	3	2/0	75 cm	black	8301560
DS 60 mm	4	1	75 cm	black	8401560

3/8 Circle




Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle		DS90 mm	3.5	0	100 cm black 8351590
1/2 Circle		HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm black 8071412
		HS17 mm	1	5/0	75 cm black 8101417
		HS20 mm	1.5	4/0	75 cm black 8151417
		HS20 mm	2	3/0	75 cm black 8201417
		HS22 mm	1.5	4/0	75 cm black 8151420
		HS22 mm	2	3/0	75 cm black 8201420
		HS22 mm	1	5/0	75 cm black 8101422
		HS26 mm	1.5	4/0	75 cm black 8151422
		HS26 mm	2	3/0	75 cm black 8201426
		HS26 mm	3	2/0	75 cm black 8301426
		HS36 mm	3.5	0	75 cm black 8351426
		HS36 mm	3.5	0	75 cm black 8351436
		HS36 mm	4	1	75 cm black 8401436
Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight		GS40 mm	3	2/0	75 cm black 8302140
		GS60 mm	2	3/0	75 cm black 8202160
		GS60 mm	3	2/0	75 cm black 8302160
		GS60 mm	3.5	0	75 cm black 8352160
		GS60 mm	4	1	75 cm black 8402160

Round bodied taperscut point



Metric USP Length Order number

1/2 Circle



HRT 18 mm



1	5/0	75 cm	black	8100518
1.5	4/0	75 cm	black	8150518
2	3/0	75 cm	black	8200518
3	2/0	75 cm	black	8300518
2	3/0	75 cm	black	8200527
3	2/0	75 cm	black	8300527

HRT 27 mm




Round bodied taperscut point



Metric USP Length Order number

3/8 Circle



DRT 18 mm



1.5	4/0	75 cm	black	8150418
2	3/0	75 cm	black	8200418

POLYESTER



Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphthalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert Blanc
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par du tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

POLYESTER

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction inégalée, non résorbable
- Résistance aux pliages répétés
- Synthétique
- Structure tressée
- Multifilament enduit
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques)
- Réaction tissulaire minimale
- Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellent sécurité des noeuds
- Passage aisément à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

<i>INDICATIONS</i>	Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement	Chirurgie cardiovasculaire
	Chirurgie ophtalmologique
	Chirurgie générale
	Fermeture de peau
	Chirurgie orthopédique
	Chirurgie gastro-intestinale
	Obstétrique

POLYESTER

Without needle



	Metric	USP	Length	Order number
	1.5	4/0	150 cm	green 7150015
	2	3/0	150 cm	green 7200015
	3	2/0	150 cm	green 7300015
	3.5	0	150 cm	green 7350015
	4	1	150 cm	green 7400015
	5	2	150 cm	green 7500015
	6	3&4	150 cm	green 7600015
	1.5	4/0	6 x 45 cm	green 7150045
	2	3/0	6 x 45 cm	green 7200045
	3	2/0	6 x 45 cm	green 7300045
	3.5	0	6 x 45 cm	green 7350045
	4	1	6 x 45 cm	green 7400045
	5	2	6 x 45 cm	green 7500045
	6	3&4	6 x 45 cm	green 7600045
	2	3/0	3 x 50 cm	green 7200050
	3	2/0	3 x 50 cm	green 7300050
	3.5	0	3 x 50 cm	green 7350050
	4	1	3 x 50 cm	green 7400050
	5	2	3 x 50 cm	green 7500050
	2	3/0	2 x 75 cm	green 7200075-2

Without needle



Ligapack



	Metric	USP	Length	Order number
	1.5	4/0	250 cm	green 7150025
	2	3/0	250 cm	green 7200025
	3	2/0	250 cm	green 7300025
	3.5	0	250 cm	green 7350025
	4	1	250 cm	green 7400025
	5	2	250 cm	green 7500025
	6	3&4	250 cm	green 7600025

POLYESTER

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

1/2 Circle	HR 16 mm	1	5/0	75 cm	green	7100116
		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
		2	3/0	75 cm	green	7200116
	HR 20 mm	1.5	4/0	75 cm	green	7150120
		2	3/0	75 cm	green	7200120
		2	3/0	75 cm	green	7200126
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	green	7300126
		3.5	0	75 cm	green	7350126
		4	1	75 cm	green	7400126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	green	7200130
		3	2/0	75 cm	green	7300130
		3.5	0	75 cm	green	7350130
	HR 36 mm	4	1	75 cm	green	7400130
		3	2/0	75 cm	green	7300136
		3.5	0	75 cm	green	7350136
	HR 40 mm	4	1	75 cm	green	7400140
		5	2	75 cm	green	7500140
		7	5	75 cm	green	7700140
	HR 48 mm	4	1	75 cm	green	7400148
		5	2	75 cm	green	7500148




Round bodied taper point double armed





Metric USP Length Order number

1/2 Circle	2 x HR 17 mm	3	2/0	90 cm	green	7300117-2
	2 x HR 20 mm	3	2/0	90 cm	green	7300120-2
	2 x HR 26 mm	3	2/0	90 cm	green	7300126-2

POLYESTER

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 16 mm HR 36 mm 	2	3/0	60 cm	green 7200116-36
Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 26 mm GR 19 mm 	2	3/0	75 cm	green 7200126-2019
Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GR 19 mm 	1.5 2	4/0 3/0	45 cm 50 cm	green 7152019 green 7202019
Round bodied tapercut point double armed		Metric	USP	Length	Order number
2 x HRT 17 mm 		1.5 2 3 3	4/0 3/0 2/0 2/0	90 cm 90 cm 90 cm 90 cm	green 7150517-2 green 7200517-2 green 7300517-2 green 10/foil 7300517-2-10
		with pledget - 4x green, 4x white			
		2	3/0	90 cm	green 7200525-2
		3	2/0	90 cm	green 7300525-2
1/2 Circle 		3	2/0	90 cm	green 10/foil 7300525-2-10
		with pledget - 4x green, 4x white			
		2	3/0	90 cm	green 7300525-2P

POLYESTER


	Round bodied tapercut point 	Metric	USP	Length	Order number
	HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	green 7150518
		2	3/0	75 cm	green 7200518
	HRT 40 mm 	5	2	75 cm	green 7500540
	HRT 55 mm 	7	5	4 x 75 cm	green 7700555-4
	Reverse cutting 	Metric	USP	Length	Order number
	DS12 mm 	1	5/0	45 cm	green 7101512
		1	5/0	75 cm	green 7101516
	DS16 mm 	1.5	4/0	75 cm	green 7151516
		2	3/0	75 cm	green 7201516
	DS19 mm 	1	5/0	75 cm	green 7101519
		1.5	4/0	75 cm	green 7151519
		2	3/0	75 cm	green 7201519
		3	2/0	75 cm	green 7301519
	DS24 mm 	2	3/0	75 cm	green 7201524
		3	2/0	75 cm	green 7301524
		3.5	0	75 cm	green 7351524
	DS26 mm 	1.5	4/0	75 cm	green 7151526
		3	2/0	75 cm	green 7301526
	DS30 mm 	2	3/0	75 cm	green 7201530
		3	2/0	75 cm	green 7301530
		3.5	0	75 cm	green 7351530
		4	1	75 cm	green 7401530
	DS36 mm 	3	2/0	75 cm	green 7301536
		5	2	75 cm	green 7501536
	DS40 mm 	3.5	0	75 cm	green 7351540
		4	1	75 cm	green 7401540
		5	2	75 cm	green 7501540

POLYESTER

Reverse cutting



1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle	HS17 mm	1.5	4/0	75 cm	green	7151417
		2	3/0	75 cm	green	7201417
	HS20 mm	3	2/0	75 cm	green	7301420
	HS22 mm	2	3/0	75 cm	green	7201422
		3	2/0	75 cm	green	7201426
	HS26 mm	2	3/0	75 cm	green	7301426
		3	2/0	75 cm	green	7301430
	HS30 mm	3	2/0	75 cm	green	7351430
		3.5	0	75 cm	green	7401430
		4	1	75 cm	green	7501430
	HS36 mm	3.5	0	75 cm	green	7351436
		4	1	75 cm	green	7401436
	HS40 mm	5	2	75 cm	green	7501440
	HS48 mm	6	3&4	75 cm	green	7601448
		7	5	75 cm	green	7701448

Cutting



Straight

		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	3.5	0	75 cm	green	7352160

STEEL

MONOFILAMENT



Type	Monofilament
Composition	Alliage de fer, nickel et chrome
Enduit	Aucun
Couleur	Métallique
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée, non résorbable
- Synthétique
- Ductile et malléable
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Réaction tissulaire minimale
- Bonne maniabilité
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS

- Fermeture de sternotomie
- Chirurgie orthopédique
- Fermeture de la paroi abdominale et cures de hernies

CONTRE-INDICATIONS

- Sensibilisation ou allergie connue à l'acier inoxydable ou à l'un des constituants du fil tel que le chrome ou le nickel

STEEL
MONOFILAMENT

Round bodied taperscut point




Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54

Reverse cutting




Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

HS50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51

8

6

4 x 45 cm

ST61

HS58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52

8

6


4 x 45 cm

ST62

Cutting



1/2 Circle



NH 48 mm



Metric

USP

Length

Order number

7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm

ST63

9

7

4 x 45 cm

ST72



MICROCHIRURGIE

*Pour qualité
&
sécurité*


smi
www.sutures.be

MICRO-
CHIRURGIE

MICROSURGERY

DACLON
NYLON

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number
--------------------------	--	--------	-----	--------	--------------


3/8 Circle 	MDR 3,3 mm 50µm		0.1	11/0	10 cm	black	MN111
	MDR 3,8 mm 50µm		0.2	10/0	10 cm	black	MN102
	MDR 5,1 mm 70µm		0.01	12/0	10 cm	black	MN124
			0.1	11/0	10 cm	black	MN114
			0.2	10/0	10 cm	black	MN104
	MDR 3,8 mm 70µm		0.1	11/0	10 cm	black	MN113
	MDR 3,8 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	black	MN105
	MDR 5,1 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	black	MN106
			0.3	9/0	15 cm	black	MN096
	MDR 6,4 mm 140µm		0.4	8/0	15 cm	black	MN087
	MDR 9,7 mm 200µm		0.5	7/0	45 cm	black	MN078


MICROSURGERY

POLYPROPYLENE

BLUE

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle	MDR 5,1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> MP106
	MDR 6,4 mm 150µm	0.3	9/0	15 cm	<i>blue</i> MP097

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	 MDR 6,4 mm 150µm		0.4	8/0	20 cm <i>violet</i> M910087







OPHTHALMOLOGIE



*Pour qualité
&
sécurité*

smi
www.sutures.be

OPHTHALMIC SURGERY


SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID

Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm 	0.5	7/0	45 cm <i>violet</i> OSU07
Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm <i>violet</i> OSU08
	2 x DSP 6,2 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm <i>violet</i> OSU10
	2 x DSP 6,4 mm 200 µm 	0.3	9/0	30 cm <i>violet</i> OSU09
	2 x DSP 8 mm 200 µm 	0.5	7/0	45 cm <i>violet</i> OSU071
Side cutting spatula 	Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DSP 6,2 mm 150 µm 	0.2	10/0	10 cm <i>violet</i> OSU101
Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm 300 µm 350 µm 	0.7 1	6/0 5/0	45 cm <i>violet</i> OSU06 45 cm <i>violet</i> OSU05

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
	2 x HSP 8 mm 200 µm 300 µm	0.5	7/0	45 cm	violet	O91007
		0.7	6/0	45 cm	violet	O910061
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
	2 x DSP 6 mm 200 µm 220 µm	0.4	8/0	45 cm	violet	O91008
		0.5	7/0	45 cm	violet	O910072
	2 x DSP 11 mm	1	5/0	45 cm	violet	O910051
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
	2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	violet	O91006
		0.7	6/0	45 cm	undyed	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm	1	5/0	45 cm	violet	O91005


OPHTHALMIC SURGERY

SILK
VIRGIN
BLUE

Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6,5 mm 200 µm	0.4	8/0	45 cm <i>blue</i> OS81

OPHTHALMIC SURGERY




SILK
BRAIDED
BLACK



Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6,5 mm 200 µm	0.4	8/0	45 cm <i>black</i> OS81B
	2 x DSP 6,5 mm 240 µm	0.5	7/0	45 cm <i>black</i> OS71
	2 x DSP 8 mm 350 µm	0.7	6/0	45 cm <i>black</i> OS61
		1	5/0	30 cm <i>black</i> OS52

Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm	0.7	6/0	45 cm <i>black</i> OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm	1	5/0	45 cm <i>black</i> OS51

OPHTHALMIC SURGERY

DACLON
NYLON
BLACK

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length	Order number
1/4 Circle 	2 x VR 8 mm 220 µm 	0.4	8/0	45 cm	black ON81
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	2 x HSP 6,2 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm	black ON102
	2 x HSP 6,4 mm 220 µm 	0.2	10/0	30 cm	black ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	black ON62
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6 mm 220 µm 	0.2	10/0	30 cm	black ON103
		0.1	11/0	20 cm	black ON111
		0.2	10/0	30 cm	black ON101
	2 x DSP 6,2 mm 150 µm 	0.3	9/0	30 cm	black ON95
		0.3	9/0	45 cm	black ON95-45
		0.4	8/0	30 cm	black ON85
		0.4	8/0	45 cm	black ON85-45
		0.5	7/0	30 cm	black ON75
	2 x DSP 6,4 mm 220 µm 	0.2	10/0	30 cm	black ON105
		0.2	10/0	45 cm	black ON105-45
	2 x DSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	black ON61
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm 220 µm 	1	5/0	45 cm	black ON51

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 8 mm 300 µm 	1	5/0	45 cm	white OP53
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm 350 µm 	0.5	7/0	45 cm	white OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	white OP61
	2 x VSP 8 mm 250 µm 	1	5/0	45 cm	white OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1.5	4/0	45 cm	white OP41

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6,4 mm 200 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i> OPP105
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	2 x GSP 16,15 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101



AUTRES ARTICLES

*Pour qualité
&
sécurité*

smi
www.sutures.be

Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agraves


INDICATIONS:

L'agrafeuse chirurgicale cutanée SMI peut être utilisée pour diverses fermetures de peau.

AVANTAGES:

- Design ergonomique et manipulation aisée
- Vue dégagée sur le champ opératoire
- Facilité de vérifier le nombre d'agrafes restantes

1. agrafeuse chirurgicale avec 35 agrafes	ZS35W
2. ôte-agraves à usage unique	ZSR
3. ôte-agraves à usage unique 2	ZSR2



Biopsy Punch

Punch à biopsie dermique stérile pour des prélèvements précis et sûrs

Bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure
Manche cranté qui assure une bonne préhension de l'instrument



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	15 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	15 pc.	ZBP12

Support pour matériel de suture en pochettes

Support & tiroir pour support



Le système de support flexible permet un rangement ordonné des sutures en pochettes. Ainsi le matériel de suture reste facilement accessible pendant l'opération.

Différentes constellations sont possibles avec des pièces interchangeables.

1 support pour 2 boîtes à pochettes horizontales (125 mm x 72 mm x 143 mm) Z070

tiroir pour support Z07171

Treillis de polypropylène

INDICATIONS:

solution de renforcement de la paroi abdominale
 • hernie
 • éventration
 par coelioscopie ou laparotomie

COMPOSITION:

treillis élastique et durable de polypropylène monofilament

AVANTAGES:

- Stabilité dimensionnelle extrême
- Structure du treillis très fine
- Porosité idéale
- Transparence excellente
- Bonnes propriétés demanipulation
- Facile à couper
- Bien toléré

Treillis carrés et rectangulaires

LIGHT MESH	15 cm x 15 cm	ZML1515
5 pc.	30 cm x 30 cm	ZML3030
	6 cm x 11 cm	ZML0611
	10 cm x 15 cm	ZML1015
	7,5 cm x 15 cm	ZML07515


STANDARD MESH	15 cm x 15 cm	ZMS1515
5 pc.	30 cm x 30 cm	ZMS3030
	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	7,5 cm x 15 cm	ZMS07515
	5 cm x 10 cm	ZMS0510

HEAVY MESH	15 cm x 15 cm	ZMH1515
5 pc.	30 cm x 30 cm	ZMH3030
	6 cm x 11 cm	ZMH0611
	10 cm x 15 cm	ZMH1015
	7,5 cm x 15 cm	ZMH07515

Obturateur

PLUG MESH	7 cm Ø - onlay 5 x 10 cm	ZMP7
5 pc.	9 cm Ø - onlay 5 x 10 cm	ZMP9
	11 cm Ø - onlay 5 x 10 cm	ZMP11

obturateur plat obturateur formé implant



Lames chirurgicales et bistouris

Pour manche de bistouri N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

lames de bistouri sans manche

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

bistouris jetables avec manche en plastique

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Pour manche de bistouri N° 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

lames de bistouri sans manche

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

bistouris jetables avec manche en plastique

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24

COMPOSITION:
acier de carbone

PRESENTATION:
pochettes individuelles stériles

sans manche 100 / boîte
avec manche en plastique 10 / boîte

Coupe-fils



ZBS

Manche de bistouri

COMPOSITION: acier inoxydable

PRESENTATION: 10/ boîte





N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4


Episio Set

Surgicryl® Rapid: Synthétique absorbable acide polyglycolique – multifilament tressé et enduit - absorption rapide


Aiguille triangulaire	Référence
Aiguille ronde pointe tranchante	
  3/8 Cercle  1/2 Cercle  DS26 mm HRT 40 mm	1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm non coloré S-1430-1435
 1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 1 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	non coloré S-1430-1435-1

Set de cerclage du col utérin

set de cerclage du col de l'utérus selon Shirodkar

2 x aiguille émoussée	Référence
 2 x HRB 50 mm	4 mm bande de polyester 40 cm ZCE1
	4 mm bande de polyester 50 cm ZCE4
 2 x HRB 65 mm	4 mm bande de polyester 50 cm ZCE3

Patella Set

Aiguille triangulaire conventionnelle	Metric	USP	Longueur	Référence
 1/2 Cercle  NH 120 mm	9	7	60 cm	ST75

Pilomat

Ecraseur de comprimés Z045
 Pour écraser les comprimés en tour de main.




Coupe comprimés Z044
 Pour couper les comprimés de toute taille en deux.




Aiguilles

12 dans une boîte



1/2 Cercle



	chis fermé GN	chis à ressort GF	chis fermé GRN	chis à ressort GRF
90 mm N°00	Z 751			Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866


AIGUILLE CORDEE (SKI)




chis à ressort chis fermé

80 mm N°1	Z 202	
70 mm N°2	Z 203	
65 mm N°3	Z 204	
60 mm N°4	Z 205	
57 mm N°5	Z 201	
55 mm N°6	Z 206	
50 mm N°7	Z 207	
45 mm N°8	Z 208	
40 mm N°9		Z 260
35 mm N°10		Z 261
30 mm N°12		Z 262
25 mm N°13		Z 263
20 mm N°15		Z 264
16 mm N°16		Z 266
12 mm N°20		Z 268

AUTRES ARTICLES



3/8 Cercle



					
	chas fermé BN	chas à ressort BF	chas fermé BRN	chas à ressort BRF	chas fermé BRT
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568			

DROITE



		chas fermé GSN	chas à ressort GSF
75 mm N° 1			Z 904
60 mm N° 4		Z 903	Z 913
45 mm N° 8		Z 902	
40 mm N° 9			Z 912
35 mm N° 10			Z 911

Marqueur pour la peau

Pour marquage général de la peau. Encre violet de gentiane indélébile. Biocompatible, non toxique et non irritant. Avec règle en centimètres et en pouces.

ZSM 20 double pointe, marqueur à pointe régulière et fine avec règle, stérile



Cire à os



12 x 2.5 g Z046

COMPOSITION:

Cire d'abeille blanc raffinée, paraffine et palmitate d'isopropyle

INDICATIONS:

contrôle des saignements des surfaces osseuses en agissant comme barrière mécanique

PRESENTATION:

une pièce de 2.5 g par pochette stérile, boîtes de 12

SMI Spon


Éponge de gélatine résorbable

COMPOSITION:

Gélatine de première qualité hautement purifiée

INDICATIONS:

Pour usage dans diverses procédures chirurgicales. Prévue pour être utilisée à des fins hémostatiques par application sur une surface hémorragique. Non pyrogène et biocompatible.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

1 20 01 15 2 P

→ ligature chirurgicale

- 4 SUPRAMID
- 5 POLYPROPYLENE
- 7 POLYESTER
- 8 SOIE
- 9 DACLON Nylon
- 10 ACIER Monofilament
- 11 SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
- 13 SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
- 14 SURGICRYL® Rapid Acide polyglycolique
- 15 SURGICRYL® 910 Polyglactine
- 16 SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone

→ épaisseur du fil
metric EP

→ type d'aiguille

03 5/8 cercle • aiguille ronde	FR
01 1/2 cercle • aiguille ronde	HR
09 1/2 cercle • aiguille ronde • loop	HR
02 3/8 cercle • aiguille ronde	DR
35 3/8 cercle • aiguille ronde micro	MDR
07 1/4 cercle • aiguille ronde	VR
20 droite • aiguille ronde	GR
130 J • aiguille ronde	JR
05 1/2 cercle • aiguille ronde • pointe tranchante	HRT
04 3/8 cercle • aiguille ronde • pointe tranchante	DRT
31 J • aiguille ronde • pointe tranchante	JRT
126 3/8 cercle • aiguille coronaire	CC
14 1/2 cercle • aiguille triangulaire	HS
15 3/8 cercle • aiguille triangulaire	DS
21 droite • aiguille triangulaire	GS
16 1/2 cercle • aiguille triangulaire conventionnelle	NH
17 3/8 cercle • aiguille triangulaire conventionnelle	NS
22 1/2 cercle • aiguille spatulée	HSP
23 3/8 cercle • aiguille spatulée	DSP
24 1/4 cercle • aiguille spatulée	VSP
25 droite • aiguille spatulée	GSP
18 1/2 cercle • aiguille émoussée	HRB
19 3/8 cercle • aiguille émoussée	DRB
100 sans aiguille	

→ longueur de l'aiguille
mm

→ 1 fil avec 2 aiguilles

U	suture non colorée
P	aiguille Easy Pass
VB	aiguille noire

MATERIEL DE SUTURE

FILS RÉSORBABLES



SURGICRYL®
910
POLIGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID



SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLYCOPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE


FILS NON RÉSORBABLES




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER



DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK



SILK
BRAIDED
BLACK



SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK

LA GAMME DE PRODUITS SMI



Matériel de suture en pochettes

résorbable

- SURGICRYL® 910 Polyglactine
- SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
- SURGICRYL® Rapid Acide polyglycolique
- SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone
- SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone

Diminution de la résistance à la traction avec le temps:



non résorbable

- POLYPROPYLENE
- DACLON Nylon
- SUPRAMID Polyamide noir
- SOIE Tressée
- POLYESTER
- ACIER Monofilament

Microchirurgie

résorbable

- SURGICRYL® 910 Polyglactine

- DACLON Nylon
- POLYPROPYLENE

non résorbable

Ophtalmologie

résorbable

- SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
- SURGICRYL® 910 Polyglactine

- SOIE Vierge
- SOIE Tressée
- DACLON Nylon
- POLYESTER
- POLYPROPYLENE

non résorbable

Autres articles

- Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agraves
- Biopsy punch
- Support pour matériel de suture en pochettes
- Treillis de polypropylène
- Lames chirurgicales et bistouris
- Episio set
- Set de cerclage du col utérin

- Patella set
- Pilomat - écraseur et coupe-comprimés
- Aiguilles chirurgicales
- Marqueur pour la peau
- Cire à os
- SMI Spon - Éponge de gélatine résorbable

Matériel de suture en cassettes

résorbable

- SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
- SURGICRYL® PGA Plus Acide polyglycolique
- SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
- SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone

non résorbable

- SOIE Tressée noire
- SUPRAMID Polyamide blanc
- SUPRAMID Polyamide noir
- LINAFIL Natural
- VITAFIL Polyester blanc
- DERMAFIL Polyester vert
- DACLON Nylon
- Acier Monofilament

Pour des informations techniques plus précises référez vous à la notice dans l'emballage.
Vous pouvez trouver la gamme complète de SMI sur www.sutures.be.