



*Le prix n'est qu'une indication,  
le service et la qualité feront la différence !*

*Etudes, Vente et Service après vente : Equipement Hospitalier, Equipement de Laboratoire, Equipement scientifique & Réactifs et Consommables  
Générateur de Fluides Médicaux et Accessoires*

**Rendre la solution d'endoscopie plus accessible et plus abordable**

## LES SIX SERIES D'ENDOSCOPE AUX PRIX ACCESSIBLES

Travaillant en partenariat avec un fabricant qui se spécialise dans la conception, le développement, la production, la vente et la maintenance des endoscopes médicaux de précision, nous nous engageons à devenir le fournisseur incontournable de produits et de services d'endoscopes médicaux à Madagascar.

Vision :

**Rendre la solution d'endoscopie plus accessible et plus abordable.**

Nous proposons 6 séries d'endoscopes réparties en deux gammes de produits,

### GAMME 1 : « Ligne de gestion des voies respiratoires »

- bronchoscope vidéo flexible,
- laryngoscope vidéo flexible d'intubation,
- rhinolaryngoscope vidéo flexible,

### GAMME 2 : « Ligne de lithotripsie »

- urétroscope vidéo flexible,
- cystoscope vidéo flexible,
- cholédochoscope vidéo flexible

## VOIE RESPIRATOIRE

BR-1242

### BROCHOSCOPE VIDEO FLEXIBLE — SES.BR-1242



Diamètre extérieur: 4.2mm



Flexion vers le haut / bas : 210° / 130°



Gauche et droite 120°

La rotation d'insertion facilite la thérapie




Photographie et enregistrement vidéo

Moniteur 10 pouces portable HV-3101



BR-1231  
BR-1242  
BR-1249  
BR-1259




*Le prix n'est qu'une indication.  
 Le service et la qualité feront la différence !*

Etudes, Vente et Service après vente : Equipement Hospitalier, Equipement de  
 Laboratoire, Equipement scientifique & Réactifs et Consommables  
 Générateur de Fluides Médicaux et Accessoires

## VOIE RESPIRATOIRE

# LARYNGOSCOPE VIDEO FLEXIBLE D'INTUBATION – SES.QG-3052

QG-3032  
 QG-3048  
 QG-3052



6 types de tube d'insertion répondent à divers besoins cliniques en thérapie, aspiration des expectorations et utilisation pédiatrique

Chip-sur-pointe  
 Technologie vidéo



La conception portable est pratique pour  
 l'intubation et l'enseignement



Pliage HAUT / BAS : 180° / 130°



Photographie et enregistrement vidéo



Le processeur d'image disponible et au choix / facultatif :  
 CV-1030 ou CV-1080




## VOIE RESPIRATOIRE

# RHINOLARYNGOSCOPE VIDEO FLEXIBLE — SES.EN-1039 USB

 EN-1039

EN-1029  
EN-1039



Diamètre extérieur: 3.4mm / Source de lumière LED intégrée



Pliage HAUT / BAS : 130° / 30°



Large angle de vision 120°



Technologie vidéo Chip-on-tip



Moins de stimulation  
et plus précis pour l'examen et la thérapie


*Le prix n'est qu'une indication,  
 le service et la qualité feront la différence !*

Etudes, Vente et Service après vente : Equipement Hospitalier, Equipement de  
 Laboratoire, Equipement scientifique & Réactifs et Consommables  
 Générateur de Fluides Médicaux et Accessoires

**LITHOTRIPSIE**

**URETEROSCOPE VIDEO FLEXIBLE — SES.UR-1331**

 UR-1331



Diamètre extérieur: 3,1 mm



Gauche et droite 120°  
 la rotation d'insertion facilite la thérapie



Pliage vers le haut / Down 210° / 130°

Photographie et enregistrement vidéo




La conception portable facilite l'examen et la thérapie de routine

## LITHOTRIPSIE

### CYSTOSCOPE VIDEO FLEXIBLE — SES.CY-1355

 CY-1355




Chip-sur-pointe  
Technologie vidéo



Flexion haut / bas 210° / 130°



Photographie et enregistrement vidéo




Tube d'insertion : 5,5 mm  
longueur de travail : 380 mm  
champ de vision : 120°



## LITHOTRIPSIE

### CHOLEDOCHOSCOPE VIDEO FLEXIBLE — SES.CH-1349

CH-1349



Chip-sur-pointe  
Technologie vidéo



Photographie et enregistrement vidéo



Flexion vers le haut / vers le bas : 160° / 130°



- Tube d'insertion : 4,9 mm
- Canal : 2,2 mm
- longueur de travail : 380 mm
- Champ de vision : 120°
- Processeur d'image : CV-1080

Compatible avec  
moniteurs / présentoirs de marques grand public

